



分子诊断原料 | 产品目录

MOLECULAR DIAGNOSTIC MATERIALS PRODUCT CATALOG

江苏申基生物科技有限公司

Synthgene Biotechnology Co.,Ltd.



公司介绍

COMPANY PROFILE

申基生物成立于2018年,专注于为客户提供生命科学领域上游原料的整体解决方案。公司核心成员源自南京大学化学生物学博士团队,拥有极强的化学生物学技术背景,多年来致力于生命科学卡脖子原料的研发和产业化,现已具有抗体发现平台、mRNA原液制备平台、mRNA-LNP制剂工艺平台、寡核苷酸制备平台、酶定向进化平台等技术,在此驱动下,衍生细胞基因治疗原料、基因核酸药物原料以及IVD原料三大产品板块。公司已入选南京市培育独角兽企业,已获多轮数亿元融资。





8

2023.12 专精特新

成功获评“2023年江苏省专精特新中小企业”

6

2023.07 全球布局

Areterna海外公司成立，并在德国、新加坡、泰国、香港等多地设立子公司或办事处

5

2023.06 再获殊荣

入选南京市核酸药物原料工程技术研究中心，同时跻身中国潜在独角兽榜单

3

2022.03 资本青睐

完成超3亿元A+轮融资

1

2021.01 落地生产

研发生产中心落户江苏省生命科技园并签署合作协议，总建筑面积达 5000平方米

9

2024.01 专利布局

拥有7项自主知识产权帽类似物结构专利，同时还有10余项申报中的其他新型帽类似物专利

7

2023.08 落地宜兴

申基全新打造12亿元核酸药物原料宜兴智能制造基地(3万平GMP厂房+80亩用地)

4

2022.09 重大项目

国家生物药技术创新中心核酸药物“揭榜挂帅”技术攻关重大项目:新型 mRNA加帽类似物的设计及规模化绿色制备工艺开发

2

2021.10 重大突破

安徽生产基地交付，提供吨级以上GMP规格的高品质核酸原料

脱氧核糖核苷三磷酸(dNTP), 包括dATP, dGTP, dCTP, dTTP, 作为PCR反应的原料在体系中不可或缺, dNTP的质量及浓度与PCR反应的扩增效率有密切关系。

申基生物经过大量检测和验证, 推出分子生物学级dNTP, 守护您的每一次PCR反应!



应用场景

适用于多场景的分子生物学应用, 包括qPCR、PCR、长片段PCR、等温扩增、DNA标记、克隆、Sanger和NGS测序等。

Standard PCR	Hot-start PCR	Long-range PCR (over 20kb)
Low copy PCR	Real-time PCR	cDNA synthesis/RT-PCR
Pyrosequencing	Microarrays	Fluorescent DNA sequencing
Labelling reactions	Genotyping	Site-directed mutagenesis



产品优势

经HPLC验证，三磷酸纯度高于99%




图1：产品纯度 $\geq 99\%$

无DNase、RNase、切割酶残留




图2 A：无DNase残留 2B：无RNase残留 2C：无切割酶残留

无细菌、人源基因组残留，保障DNA合成特异性




图3：无细菌基因组残留









图4：无人源基因组残留

目录

dNTPs	01
dNMPs & dNDPs	15
ddNTPs	20



dNTPs






货号	产品名称	结构式	纯度	规格
dNTP001-0.1 dNTP001-1 dNTP001-10 dNTP001-100 dNTP001-1K	dATP 100mM Sodium Solution		>99%	100μL 1mL 10mL 100mL 1L
dNTP002-0.1 dNTP002-1 dNTP002-10 dNTP002-100 dNTP002-1K	dGTP 100mM Sodium Solution		>99%	100μL 1mL 10mL 100mL 1L
dNTP003-0.1 dNTP003-1 dNTP003-10 dNTP003-100 dNTP003-1K	dCTP 100mM Sodium Solution		>99%	100μL 1mL 10mL 100mL 1L
dNTP004-0.1 dNTP004-1 dNTP004-10 dNTP004-100 dNTP004-1K	dTTP 100mM Sodium Solution		>99%	100μL 1mL 10mL 100mL 1L
dNTP005-0.1 dNTP005-1 dNTP005-10 dNTP005-100 dNTP005-1K	dUTP 100mM Sodium Solution		>99%	100μL 1mL 10mL 100mL 1L



货号	产品名称	结构式	纯度	规格
dNTP006-0.1 dNTP006-1 dNTP006-10 dNTP006-100 dNTP006-1K	dNTP Mix (25mM each) Sodium Solution		>99%	100μL 1mL 10mL 100mL 1L
dNTP007-0.1 dNTP007-1 dNTP007-10 dNTP007-100 dNTP007-1K	dNTP Mix (10mM each) Sodium Solution		>99%	100μL 1mL 10mL 100mL 1L
dNTP008-0.1 dNTP008-1 dNTP008-10 dNTP008-100 dNTP008-1K	dNTP Mix (2.5mM each) Sodium Solution		>99%	100μL 1mL 10mL 100mL 1L
dNTP009-0.1 dNTP009-1 dNTP009-5 dNTP009-10	Cy3-dUTP 1mM Sodium Solution		>95%	100μL 1mL 5mL 10mL
dNTP010-0.1 dNTP010-1 dNTP010-5 dNTP010-10	Biotin-11-dUTP 1mM Sodium Solution		>95%	100μL 1mL 5mL 10mL



货号	产品名称	结构式	纯度	规格
dNTP011-0.1 dNTP011-1 dNTP011-10 dNTP011-100 dNTP011-1K	3'-ONH₂-dATP 100mM Sodium Solution		>98%	100μL 1mL 10mL 100mL 1L
dNTP012-0.1 dNTP012-1 dNTP012-10 dNTP012-100 dNTP012-1K	3'-ONH₂-dGTP 100mM Sodium Solution		>98%	100μL 1mL 10mL 100mL 1L
dNTP013-0.1 dNTP013-1 dNTP013-10 dNTP013-100 dNTP013-1K	3'-ONH₂-dCTP 100mM Sodium Solution		>98%	100μL 1mL 10mL 100mL 1L
dNTP014-0.1 dNTP014-1 dNTP014-10 dNTP014-100 dNTP014-1K	3'-ONH₂-dTTP 100mM Sodium Solution		>98%	100μL 1mL 10mL 100mL 1L
dNTP015-0.1 dNTP015-1 dNTP015-5 dNTP015-10	Fluorescein-12-dUTP 1mM Sodium Solution		>95%	100μL 1mL 5mL 10mL






货号	产品名称	结构式	纯度	规格
dNTP016-0.1 dNTP016-1 dNTP016-10 dNTP016-100	5-(2-bromovinyl)- dUTP Sodium Salt		>98%	100mg 1g 10g 100g
dNTP017-0.1 dNTP017-1 dNTP017-10 dNTP017-100 dNTP017-1K	3'-O-methylthiomethyl-dTTP 100mM Sodium Solution		>95%	100μL 1mL 10mL 100mL 1L
dNTP018-0.1 dNTP018-1 dNTP018-10 dNTP018-100	3'-P-dCTP 100mM Sodium Solution		>98%	100μL 1mL 10mL 100mL
dNTP019-0.1 dNTP019-1 dNTP019-10 dNTP019-100	3'-P-dTTP 100mM Sodium Solution		>98%	100μL 1mL 10mL 100mL
dNTP022-0.1 dNTP022-1 dNTP022-10 dNTP022-100	N4-Me-dCTP 100mM Sodium Solution		>98%	100μL 1mL 10mL 100mL



货号	产品名称	结构式	纯度	规格
dNTP023-0.1 dNTP023-1 dNTP023-10 dNTP023-100	3'-O-Azidomethyl-dATP 100mM Sodium Solution		>98%	100μL 1mL 10mL 100mL
dNTP024-0.1 dNTP024-1 dNTP024-10 dNTP024-100	3'-O-Azidomethyl-dGTP 100mM Sodium Solution		>98%	100μL 1mL 10mL 100mL
dNTP025-0.1 dNTP025-1 dNTP025-10 dNTP025-100	3'-O-Azidomethyl-dCTP 100mM Sodium Solution		>98%	100μL 1mL 10mL 100mL
dNTP026-0.1 dNTP026-1 dNTP026-10 dNTP026-100	3'-O-Azidomethyl-dTTP 100mM Sodium Solution		>98%	100μL 1mL 10mL 100mL
dNTP027-0.1 dNTP027-1 dNTP027-10 dNTP027-100	3'-P-dTTP 10mM Sodium Solution		>98%	100μL 1mL 10mL 100mL



dNTPs

货号	产品名称	结构式	纯度	规格
dNTP032-0.1 dNTP032-1 dNTP032-10 dNTP032-100	3'-ONH₂-dATP Sodium Salt		>95%	100mg 1g 10g 100g
dNTP033-0.1 dNTP033-1 dNTP033-10 dNTP033-100	3'-ONH₂-dCTP Sodium Salt		>95%	100mg 1g 10g 100g
dNTP034-0.1 dNTP034-1 dNTP034-10 dNTP034-100	3'-ONH₂-dGTP Sodium Salt		>95%	100mg 1g 10g 100g
dNTP035-0.1 dNTP035-1 dNTP035-10 dNTP035-100	3'-ONH₂-dTTP Sodium Salt		>95%	100mg 1g 10g 100g
dNTP036-0.1 dNTP036-1 dNTP036-10 dNTP036-100	2'-F-dATP 100mM Sodium Solution		>98%	100μL 1mL 10mL 100mL








货号	产品名称	结构式	纯度	规格
dNTP037-0.1 dNTP037-1 dNTP037-10 dNTP037-100	2'-F-dGTP 100mM Sodium Solution		>98%	100μL 1mL 10mL 100mL
dNTP038-0.1 dNTP038-1 dNTP038-10 dNTP038-100	2'-F-dCTP 100mM Sodium Solution		>98%	100μL 1mL 10mL 100mL
dNTP039-0.1 dNTP039-1 dNTP039-10 dNTP039-100	2'-F-dUTP 100mM Sodium Solution		>98%	100μL 1mL 10mL 100mL
dNTP041-0.1 dNTP041-1 dNTP041-10 dNTP041-100	5-F-dUTP Sodium Salt		>95%	100mg 1g 10g 100g
dNTP049-0.1 dNTP049-1 dNTP049-10 dNTP049-100	3'-O-methylthiomethyl-dATP 100mM Sodium Solution		>95%	100μL 1mL 10mL 100mL








货号	产品名称	结构式	纯度	规格
dNTP050-0.1 dNTP050-1 dNTP050-10 dNTP050-100	3'-O-methylthiomethyl-dGTP 100mM Sodium Solution		>95%	100μL 1mL 10mL 100mL
dNTP051-0.1 dNTP051-1 dNTP051-10 dNTP051-100	3'-P-dATP 100mM Sodium Solution		>98%	100μL 1mL 10mL 100mL
dNTP052-0.1 dNTP052-1 dNTP052-10 dNTP052-100	3'-P-dGTP 100mM Sodium Solution		>98%	100μL 1mL 10mL 100mL
dNTP053-0.1 dNTP053-1 dNTP053-10 dNTP053-100	dUTP 25mM Sodium Solution		>99%	100μL 1mL 10mL 100mL
dNTP054-0.01 dNTP054-0.1 dNTP054-0.5	Cy5-7-Deaza-dATP (β,γ-C) Sodium Salt		>95%	10mg 100mg 500mg








dNTPs






货号	产品名称	结构式	纯度	规格
dNTP057-0.1 dNTP057-1 dNTP057-10 dNTP057-100	dATPaS (Rp isomer) 100mM Sodium Solution		≥98%	100μL 1mL 10mL 100mL
dNTP058-0.1 dNTP058-1 dNTP058-10 dNTP058-100	dATPaS (Sp isomer) 100mM Sodium Solution		≥98%	100μL 1mL 10mL 100mL
dNTP059-0.1 dNTP059-1 dNTP059-10 dNTP059-100	dATPaS 100mM Sodium Solution		≥98%	100μL 1mL 10mL 100mL
dNTP060-0.1 dNTP060-1 dNTP060-10 dNTP060-100	dCTPaS (Rp isomer) 100mM Sodium Solution		≥98%	100μL 1mL 10mL 100mL
dNTP061-0.1 dNTP061-1 dNTP061-10 dNTP061-100	dCTPaS (Sp isomer) 100mM Sodium Solution		≥98%	100μL 1mL 10mL 100mL






货号	产品名称	结构式	纯度	规格
dNTP062-0.1 dNTP062-1 dNTP062-10 dNTP062-100	dCTPaS 100mM Sodium Solution		$\geq 98\%$	100μL 1mL 10mL 100mL
dNTP063-0.1 dNTP063-1 dNTP063-10 dNTP063-100	dGTPaS (Rp isomer) 100mM Sodium Solution		$\geq 98\%$	100μL 1mL 10mL 100mL
dNTP064-0.1 dNTP064-1 dNTP064-10 dNTP064-100	dGTPaS (Sp isomer) 100mM Sodium Solution		$\geq 98\%$	100μL 1mL 10mL 100mL
dNTP065-0.1 dNTP065-1 dNTP065-10 dNTP065-1000	dGTPaS 100mM Sodium Solution		$\geq 98\%$	100μL 1mL 10mL 100mL
dNTP066-0.1 dNTP066-1 dNTP066-10 dNTP066-100	dTTPaS (Rp isomer) 100mM Sodium Solution		$\geq 98\%$	100μL 1mL 10mL 100mL



货号	产品名称	结构式	纯度	规格
dNTP067-0.1 dNTP067-1 dNTP067-10 dNTP067-100	dTTPαS (Sp isomer) 100mM Sodium Solution		≥98%	100μL 1mL 10mL 100mL
dNTP068-0.1 dNTP068-1 dNTP068-10 dNTP068-100	dTTPαS 100mM Sodium Solution		≥98%	100μL 1mL 10mL 100mL
dNTP069-0.1 dNTP069-1 dNTP069-10 dNTP069-100	dNTPαS (25mM each) Sodium Solution		≥98%	100μL 1mL 10mL 100mL
dNTP070-0.1 dNTP070-1 dNTP070-10 dNTP070-100	3'-ONH₂-dATP 10mM Sodium Solution		≥98%	100μL 1mL 10mL 100mL
dNTP071-0.1 dNTP071-1 dNTP071-10 dNTP071-1000	3'-ONH₂-dCTP 10mM Sodium Solution		≥98%	100μL 1mL 10mL 100mL






货号	产品名称	结构式	纯度	规格
dNTP072-0.1 dNTP072-1 dNTP072-10 dNTP072-100	3'-ONH₂-dGTP 10mM Sodium Solution		≥98%	100μL 1mL 10mL 100mL
dNTP073-0.1 dNTP073-1 dNTP073-10 dNTP073-100	3'-ONH₂-dTTP 10mM Sodium Solution		≥98%	100μL 1mL 10mL 100mL
dNTP074-0.1 dNTP074-1 dNTP074-10 dNTP074-100	7-deaza-dGTP 5mM Sodium Solution		≥98%	100μL 1mL 10mL 100mL
dNTP079-0.01 dNTP079-0.1 dNTP079-1 dNTP079-10	5-FAM-linker-PA-3'-O-azidomethyl-dUTP 10mM Sodium Solution		≥98%	10uL 100uL 1mL 10mL
dNTP080-0.01 dNTP080-0.1 dNTP080-1 dNTP080-10	Cy7-linker-PA-3'-O-azidomethyl-dCTP 10mM Sodium Solution		≥98%	10uL 100uL 1mL 10mL

货号	产品名称	结构式	纯度	规格
dNTP081-0.01 dNTP081-0.1 dNTP081-1 dNTP081-10	Cy5-linker-PA- 3'-O-azidomethyl-dGTP 10mM Sodium Solution		≥98%	10uL 100uL 1mL 10mL
dNTP082-0.01 dNTP082-0.1 dNTP082-1 dNTP082-10	Cy3-linker-PA- 3'-O-azidomethyl-dATP 10mM Sodium Solution		≥98%	10uL 100uL 1mL 10mL
dNTP083-0.1 dNTP083-1 dNTP083-10 dNTP083-1000	5-Aminoallyl-dUTP 100mM Sodium Solution		≥98%	100μL 1mL 10mL 100mL
dNTP084-0.1 dNTP084-1 dNTP084-10 dNTP084-100	2'-dFdCTP Sodium Salt		≥95%	100mg 1g 10g 100g
dNTP085-0.1 dNTP085-1 dNTP085-10 dNTP085-100	Cy3-Aminohexyl-dT6P 10mM Sodium Solution		≥95 %	100μL 1mL 10mL 100mL

货号	产品名称	结构式	纯度	规格
dNTP086-0.1 dNTP086-1 dNTP086-10 dNTP086-100	7-deaza-dGTP 100mM Sodium Solution		≥98%	100μL 1mL 10mL 100mL
dNTP087-0.1 dNTP087-1 dNTP087-10 dNTP087-1000	3'-ONH₂-dUTP 100mM Sodium Solution		≥98%	100μL 1mL 10mL 100mL
dNTP088-0.1 dNTP088-1 dNTP088-10 dNTP088-100	2'-O-MOE-3'-dATP 100mM Lithium Solution		≥98%	100μL 1mL 10mL 100mL
dNTP090-0.1 dNTP090-1 dNTP090-10 dNTP090-100	Biotin-16-dUTP 5mM Sodium Solution		≥95%	100μL 1mL 10mL 100mL
dNTP091-0.1 dNTP091-1 dNTP091-10 dNTP091-100	Biotin-16-dCTP 5mM Sodium Solution		≥95%	100μL 1mL 10mL 100mL








dNMPs & dNDPs

货号	产品名称	结构式	纯度	规格
dNDP001-0.1 dNDP001-1 dNDP001-10 dNDP001-100	dADP 100mM Sodium Solution		>98%	100μL 1mL 10mL 100mL
dNDP002-0.1 dNDP002-1 dNDP002-10 dNDP002-100	dGDP 100mM Sodium Solution		>98%	100μL 1mL 10mL 100mL
dNDP003-0.1 dNDP003-1 dNDP003-10 dNDP003-100	dCDP 100mM Sodium Solution		>98%	100μL 1mL 10mL 100mL
dNDP004-0.1 dNDP004-1 dNDP004-10 dNDP004-100	dTDP 100mM Sodium Solution		>98%	100μL 1mL 10mL 100mL
dNDP005-0.1 dNDP005-1 dNDP005-10 dNDP005-100 dNDP005-1K	dADP Disodium Salt		>97%	100mg 1g 10g 100g 1kg








dNMPs & dNDPs

货号	产品名称	结构式	纯度	规格
dNDP006-0.1 dNDP006-1 dNDP006-10 dNDP006-100 dNDP006-1K	dGDP Disodium Salt		>97%	100mg 1g 10g 100g 1kg
dNDP007-0.1 dNDP007-1 dNDP007-10 dNDP007-100 dNDP007-1K	dCDP Disodium Salt		>97%	100mg 1g 10g 100g 1kg
dNDP008-0.1 dNDP008-1 dNDP008-10 dNDP008-100 dNDP008-1K	dTDP Disodium Salt		>97%	100mg 1g 10g 100g 1kg
dNMP001-0.1 dNMP001-1 dNMP001-10 dNMP001-100	dAMP 100mM Sodium Solution		>98%	100μL 1mL 10mL 100mL
dNMP002-0.1 dNMP002-1 dNMP002-10 dNMP002-100	dGMP 100mM Sodium Solution		>98%	100μL 1mL 10mL 100mL








dNMPs & dNDPs

货号	产品名称	结构式	纯度	规格
dNMP003-0.1 dNMP003-1 dNMP003-10 dNMP003-100	dCMP 100mM Sodium Solution		>98%	100μL 1mL 10mL 100mL
dNMP004-0.1 dNMP004-1 dNMP004-10 dNMP004-100	dTMP 100mM Sodium Solution		>98%	100μL 1mL 10mL 100mL
dNMP005-0.1 dNMP005-1 dNMP005-10 dNMP005-100	3'-O-azidomethyl- dAMP Sodium Salt		>98%	100mg 1g 10g 100g
dNMP006-0.1 dNMP006-1 dNMP006-10 dNMP006-100	3'-O-azidomethyl- dGMP Sodium Salt		>98%	100mg 1g 10g 100g
dNMP007-0.1 dNMP007-1 dNMP007-10 dNMP007-100	3'-O-azidomethyl- dCMP Sodium Salt		>98%	100mg 1g 10g 100g





dNMPs & dNDPs

货号	产品名称	结构式	纯度	规格
dNMP008-0.1 dNMP008-1 dNMP008-10 dNMP008-100	3'-O-azidomethyl-dTMP Sodium Salt		>98%	100mg 1g 10g 100g
dNMP009-0.1 dNMP009-1 dNMP009-10 dNMP009-100 dNMP009-1K	dGMP Disodium Salt		>98%	100mg 1g 10g 100g 1kg
dNMP010-0.1 dNMP010-1 dNMP010-10 dNMP010-100	dUMP 100mM Sodium Solution		>98%	100μL 1mL 10mL 100mL
dNMP011-0.1 dNMP011-1 dNMP011-10 dNMP011-100 dNMP011-1K	dUMP Disodium Salt		>98%	100mg 1g 10g 100g 1kg
dNMP012-0.1 dNMP012-1 dNMP012-10 dNMP012-100 dNMP012-1K	dAMP Disodium Salt		>98%	100mg 1g 10g 100g 1kg








dNMPs & dNDPs

货号	产品名称	结构式	纯度	规格
dNMP013-0.1 dNMP013-1 dNMP013-10 dNMP013-100 dNMP013-1K	dCMP Disodium Salt		>98%	100mg 1g 10g 100g 1kg
dNMP014-0.1 dNMP014-1 dNMP014-10 dNMP014-100 dNMP014-1K	dTMP Disodium Salt		>98%	100mg 1g 10g 100g 1kg











ddNTPs






货号	产品名称	结构式	纯度	规格
ddNTP001-0.1 ddNTP001-1 ddNTP001-10 ddNTP001-100	ddATP 100mM Sodium Solution		>98%	100μL 1mL 10mL 100mL
ddNTP002-0.1 ddNTP002-1 ddNTP002-10 ddNTP002-100	ddGTP 100mM Sodium Solution		>98%	100μL 1mL 10mL 100mL
ddNTP003-0.1 ddNTP003-1 ddNTP003-10 ddNTP003-100	ddCTP 100mM Sodium Solution		>98%	100μL 1mL 10mL 100mL
ddNTP004-0.1 ddNTP004-1 ddNTP004-10 ddNTP004-100	5-CF₃-ddUTP 100mM Sodium Solution		>98%	100μL 1mL 10mL 100mL
ddNTP005-0.1 ddNTP005-1 ddNTP005-10 ddNTP005-100	3'-Azido-ddATP 100mM Sodium Solution		>98%	100μL 1mL 10mL 100mL



ddNTPs





货号	产品名称	结构式	纯度	规格
ddNTP006-0.1 ddNTP006-1 ddNTP006-10 ddNTP006-100	3'-Azido-ddGTP 100mM Sodium Solution		>98%	100μL 1mL 10mL 100mL
ddNTP007-0.1 ddNTP007-1 ddNTP007-10 ddNTP007-100	3'-Azido-ddCTP 100mM Sodium Solution		>98%	100μL 1mL 10mL 100mL
ddNTP008-0.1 ddNTP008-1 ddNTP008-10 ddNTP008-100	3'-Azido-ddTTP 100mM Sodium Solution		>98%	100μL 1mL 10mL 100mL
ddNTP009-0.1 ddNTP009-1 ddNTP009-10 ddNTP009-100	AcyNTP-Mix (10 mM each) Sodium Solution		>95%	100μL 1mL 10mL 100mL
ddNTP010-0.1 ddNTP010-1 ddNTP010-10 ddNTP010-100	ddUTP 100mM Sodium Solution		>98%	100μL 1mL 10mL 100mL

货号	产品名称	结构式	纯度	规格
ddNTP011-0.1 ddNTP011-1 ddNTP011-10 ddNTP011-100	AcyNTP-Mix (25 mM each) Sodium Solution		>95%	100μL 1mL 10mL 100mL
ddNTP012-0.1 ddNTP012-1 ddNTP012-10 ddNTP012-100	ddTTP 100mM Sodium Solution		>98%	100μL 1mL 10mL 100mL
ddNTP013-0.1 ddNTP013-1 ddNTP013-10 ddNTP013-100	Acyclo-5-Br-UTP 20mM Sodium Solution		≥98%	100μL 1mL 10mL 100mL
ddNTP014-0.1 ddNTP014-1 ddNTP014-10 ddNTP014-1000	AcycloATP 20mM Sodium Solution		≥98%	100μL 1mL 10mL 100mL
ddNTP015-0.1 ddNTP015-1 ddNTP015-10 ddNTP015-100	AcycloGTP 20mM Sodium Solution		≥98%	100μL 1mL 10mL 100mL

货号	产品名称	结构式	纯度	规格
ddNTP016-0.1 ddNTP016-1 ddNTP016-10 ddNTP016-100	AcycloCTP 20mM Sodium Solution		≥98%	100μL 1mL 10mL 100mL
ddNTP017-0.1 ddNTP017-1 ddNTP017-10 ddNTP017-100	Acyclo-5-Br-UTP 100mM Sodium Solution		≥98%	100μL 1mL 10mL 100mL
ddNTP018-0.1 ddNTP018-1 ddNTP018-10 ddNTP018-100	AcycloATP 100mM Sodium Solution		≥98%	100μL 1mL 10mL 100mL
ddNTP019-0.1 ddNTP019-1 ddNTP019-10 ddNTP019-100	AcycloGTP 100mM Sodium Solution		≥98%	100μL 1mL 10mL 100mL
ddNTP020-0.1 ddNTP020-1 ddNTP020-10 ddNTP020-100	AcycloCTP 100mM Sodium Solution		≥98%	100μL 1mL 10mL 100mL



ddNTPs

货号	产品名称	结构式	纯度	规格
ddNTP021-0.1 ddNTP021-1 ddNTP021-10 ddNTP021-100	3'-NH₂-ddATP 100mM Sodium Solution		≥98%	100μL 1mL 10mL 100mL
ddNTP022-0.1 ddNTP022-1 ddNTP022-10 ddNTP022-100	3'-NH₂-ddGTP 100mM Sodium Solution		≥98%	100μL 1mL 10mL 100mL
ddNTP023-0.1 ddNTP023-1 ddNTP023-10 ddNTP023-100	3'-NH₂-ddCTP 100mM Sodium Solution		≥98%	100μL 1mL 10mL 100mL
ddNTP024-0.1 ddNTP024-1 ddNTP024-10 ddNTP024-100	3'-NH₂-ddTTP 100mM Sodium Solution		≥98%	100μL 1mL 10mL 100mL



SYNTHGENE



江苏申基生物科技有限公司

地址: 南京市栖霞区纬地路9号江苏生命科技园B6-2幢

网址: www.syngenebio.com

电话: 400-885-0615

销售咨询: sales@syngenebio.com

售后服务: service@syngenebio.com